

PENUNTUN PRAKTIKUM SINTESIS SENYAWA BAHAN FARMASI



TIM PENYUSUN

AGUNG RAHMADANI HARRA ISMI FARAH SUPRIATNO HADI KUNCORO LAODE RIJAI

LABORATORIUM KIMIA FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami mampu menyelesaikan Buku Penuntun Praktikum Sintesis Senyawa Bahan Farmasi. Buku penuntun praktikum ini disusun untuk membantu mahasiswa mempelajari tentang strategi sintesis senyawa bahan farmasi yang memiliki aktivitas farmaseutikal dan dimanfaatkan sebagai bahan aktif dalam produk farmasi. Diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman strategi sintesis dan menganalisis serta menginterpretasi produk hasil sintesis yang telah dilakukan dengan berbagai instrumentasi pendukung dan berdasarkan pada rujukan sumber literasi.

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

- 1. Merancang strategi sintesis senyawa bahan farmasi berdasarkan analisis retrosintesis dan pendekatan diskoneksi.
- 2. Memahami reaksi dan jalur mekanisme reaksi senyawa bahan farmasi.
- 3. Menganalisis dan menginterpretasi data hasil karakterisasi produk hasil sintesis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku penuntun praktikum ini.

Samarinda, 20 Agustus 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER		i
HALAMAN JUDUL		ii
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
PENILAIAN PRAKTII	KUM	iv
PERCOBAAN 1 SIN	NTESIS SENYAWA ASAM ALFA HIDROKSI	1
PERCOBAAN 2 SIN	NTESIS SENYAWA DERIVAT KALKON	18
PERCOBAAN 3 SIN	NTESIS ASPIRIN/ASETOSAL	28
PERCOBAAN 4 SIN	NTESIS PARASETAMOL/ASETAMINOFEN	18
PERCOBAAN 5 SIN	NTESIS METIL SALISILAT	28
PERCOBAAN 6 SIN	NTESIS ASAM HIPURAT	18
	NTESIS SENYAWA DERIVAT IMINA DARI VANILIN	
PERCOBAAN 8 SIN	NTESIS SENYAWA DERIVAT FLAVANON	18
PERCOBAAN 9 SIN	NTESIS SENYAWA DERIVAT PIRAZOLINA	28
PERCOBAAN 10 SIN	NTESIS SENYAWA ISOAMIL ASETAT (PERAROMA PISANG)	18
PERCOBAAN 11 SIN	NTESIS SENYAWA GERANIL ASETAT (DERIVAT MINYAK ATSIRI)	28
PERCOBAAN 12 SIN	NTESIS SABUN AROMATERAPI BERBAHAN DASAR VCO	28

PENILAIAN PRAKTIKUM

A. Hasil Belajar Praktikum (HBP)

Hasil belajar praktikum bersumber dari Pelaksanaan Praktikum (PP) dengan presentase 70% dan Ujian Praktikum (UP) dengan presentase 30%. Kedua sumber nilai tersebut dapat dilakukan penjumlahan jika kedua sumber memiliki nilai minimal 0,1 dan jika salah satu sumber penilaian tersebut tidak memiliki nilai (nol) maka bilangan nol tersebut menjadi faktor pengali.

➤ Contoh 1:

Nilai PP = 70Nilai UP = 0,1Jumlah nilai P = 70,1

Contoh 2:

Nilai PP = 70Nilai UP = 0Jumlah nilai P = 0

Sehingga jika terjadi contoh no 2 maka,

Nilai kuliah teori (T) = 70

Nilai praktikum (P) = 0 (pengali) x

Jumlah nilai = 0

Penjumlahan tidak dapat dilakukan, melainkan nilai 0 menjadi faktor pengali sehingga total nilai (HBP) adalah $70 \times 0 = 0$ atau mendapatkan nilai E

B. Hasil Belajar Pelaksanaan Praktikum (HBPP) Setiap Pertemuan

Hasil belajar PP dilaksanakan setiap kali pertemuan yaitu akumulasi nilai Kehadiran (KH), Tugas Pendahuluan (TP), nilai Aktivitas Praktikum (AP) dalam pelaksanaan praktikum, dan nilai Verifikasi Pembahasan Percobaan Praktikum (VPP). Nilai Kehadiran (KH), Tugas Pendahuluan (TP) dan Aktivitas Praktikum (AP) diberikan secara langsung pada setiap pelaksanaan praktikum oleh Asisten dan/Pembina Praktikum, sedangkan nilai Verifikasi Pembahasan Percobaan Praktikum (VPP) dapat diberikan pada pertemuan berikutnya/diluar waktu pelaksanaan praktikum. Asisten Praktikum/Dosen Pembina Praktikum wajib memberikan kisi-kisi Pembahasan yang harus dibuat dari setiap Percobaan Praktikum. Pembahasan wajib dikerjakan di rumah (*take home*) oleh mahasiswa setelah praktikum dilakukan, hal ini terkait dengan data hasil percobaan yang dilakukan. VPP bersifat individual oleh mahasiswa atau bukan kelompok, namun dapat dikerjakan secara berkelompok. Seluruh pembahasan soal percobaan praktikum akan diverifikasi oleh pembina praktikum pada pertemuan berikutnya/diluar waktu pelaksanaan praktikum berdasarkan kesepakatan keduanya. Verifikasi jawaban dapat juga dilakukan secara lisan kepada praktikan oleh pembina praktikum.

Hasil Belajar Pelaksanaan Praktikum (HBPP) setiap pertemuan bersumber dari kehadiran (KH) setiap pertemuan dengan skor 25%; Tugas Pendahuluan (TP) 10%; Aktivitas Praktikum (AP) 35% dan Verifikasi Pembahasan Percobaan Praktikum (VPP) 30%. Keempat sumber nilai tersebut dapat dilakukan penjumlahan jika ketiganya memiliki nilai minimal 0,1 dan jika salah satu sumber nilai tersebut tidak memiliki (nol) maka bilangan nol tersebut sebagai faktor pengali.

Contoh 1:

Nilai KH pertemuan I = 25

Nilai TP pertemuan I = 10

Nilai AP pertemuan I = 35

Nilai VPP pertemuan I = 0,1

Jumlah nilai HBPP Pertemuan I = 70,1

Penjumlahan nilai dari empat sumber tersebut dapat dilakukan dengan nilai 70,1

Contoh 2:

Nilai KH pertemuan I = 25

Nilai TP pertemuan I = 10

Nilai AP pertemuan I = 35

Nilai VPP pertemuan I = 0

Jumlah nilai HBPP Pertemuan I = 0

Penjumlahan nilai sebagai Hasil Belajar Pelaksanaan Praktikum setiap pertemuan tidak dapat dilakukan karena, melainkan pengalian sehingga total nilai HBPP = 0 atau tidak memiliki nilai pada pertemuan tersebut.

C. Total Hasil Belajar Pelaksanaan Praktikum (THBPP)

Total hasil belajar pelaksanaan praktikum (THBPP) merupakan rata-rata nilai HBPP/pertemuan, dengan rumus:

$$NPP = \sum NPPn / \sum nP$$

NPP = Rata-rata nilai pelaksanaan praktikum

∑ NPPn = jumlah nilai PP seluruh pertemuan praktikum

∑ nP = jumlah pertemuan praktikum

Persyaratan pemberian nilai Pelaksanaan Praktikum dapat dilakukan jika mahasiswa terbukti hadir minimal 80% (≥ 80%) dari jumlah pertemuan praktikum yang dilaksanakan.

D. Penilaian Kehadiran Praktikan

Penilaian kehadiran praktikan terdiri dari hadir penuh, hadir terlambat, dan tidak hadir. Pengertian kehadiran tersebut adalah:

- Hadir penuh yaitu mahasiswa yang hadir tepat waktu hingga 10 menit setelah waktu praktikum dimulai
- 2. Hadir terlambat yaitu:
 - a. Hadir terlambat >10 ≤30 menit setelah praktikum dimulai, praktikan akan mendapatkan pengurangan nilai KH, TP, AP, dan VPP sebanyak 50-70%.
 - b. Hadir terlambat >30 ≤60 menit setelah praktikum dimulai, praktikan akan mendapatkan pengurangan nilai KH, TP, AP, dan VPP sebanyak 75-95%.
 - c. Hadir terlambat > 60 menit setelah praktikum dimulai, praktikan akan mendapatkan pengurangan nilai KH, TP, AP, dan VPP sebanyak 100% atau tanpa penilaian.
 - d. Praktikum dilaksanakan secara virtual(online), maka ketersedian akses jaringan internet sangat menentukan oleh karenanya keterlambatan kehadiran yang disebabkan karena sulitnya akses jaringan internet dapat diberi dispensasi dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung.
- 3. Tidak hadir yaitu praktikan tidak hadir selama praktikum berlangsung pada pertemuan tertentu, dan kepadanya tidak mendapatkan penilaian pada pertemuan tersebut. Jika tidak hadir

disebabkan oleh sakit dengan bukti keterangan dokter, kepadanya dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti praktikum dengan kelas lain, jika percobaan yang dimaksud telah dilakukan praktikum maka praktikan dengan sangat menyesal kehilangan satu kali pertemuan. Keterangan dokter akan ditelusuri oleh Pembina Praktikum dan asisten tentang kebenarannya, dan jika terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan kebohongan, maka kepada praktikan tidak diperkenankan melanjutkan praktikum dan mendapatkan pengurangan pada total nilai praktikum hingga 70% atau mahasiswa tersebut membuat pengakuan melalui pernyataan bermaterai untuk tidak mengulangi kebiasaan buruknya.

Tabel 1. Petunjuk penilaian kehadiran Pelaksanaan Praktikum

No	Total Pertemuan PP	Jumlah minimal kehadiran	Persentase (%)
1	12	10 kali	83,33
2	11	9 kali	81,81
3	10	8 kali	80
4	9	8 kali	88,88
5	8	7 kali	87,5
6	7	6 kali	85,71
7	6	5 kali	83,33
8	5	5 kali	100

E. Petunjuk Pelaksanaan Praktikum

Tabel 2. Tahapan Pembelajaran Praktikum Pertemuan ke-1

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
1	Pendahuluan	Penjelasan secara umum mengenai Percobaan Praktikum yang akan dilaksanakan	20 menit
2	Inti (Pelaksanaan Praktikum)	Penyajian Kegiatan Praktikum melalui simulasi Video	45 menit
3		Pengumpulan dan Analisis Data (Dibuat dalam bentuk presentasi (ppt)	60 menit
4		Presentasi hasil Analisis Data (Diskusi) & Pemberian kisi-kisi Pembahasan	45 menit
5	Penutup	Evaluasi Pelaksanaan Percobaan Praktikum	10 menit

Tabel 3. Tahapan Pembelajaran Praktikum Pertemuan ke-2 dan selanjutnya

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
1	Evaluasi Praktikum Sebelumnya	Verifikasi Pembahasan Praktikum sebelumnya	20 menit
2	Pendahuluan	Penjelasan secara umum mengenai Percobaan Praktikum yang akan dilaksanakan	10 menit
3	Inti (Pelaksanaan Praktikum)	Penyajian Kegiatan Praktikum melalui simulasi Video	45 menit
4		Pengumpulan dan Analisis Data (Dibuat dalam bentuk presentasi (ppt)	50 menit
5		Presentasi hasil Analisis Data (Diskusi) & Pemberian kisi-kisi Pembahasan	45 menit
6	Penutup	Evaluasi Pelaksanaan Percobaan Praktikum	10 menit

Penjelasan mekanisme pelaksanaan praktikum sebagai berikut:

- 1. Praktikan wajib masuk kedalam kelas zoom 15 menit sebelum pelaksanaan praktikum berjalan.
- 2. Dosen pembina/asisten praktikum membuka pelaksanaan praktikum sesuai waktu yang terjadwal.
- 3. Pelaksanaan pada percobaan 1 dimulai dari tahap penjelasan pendahuluan percobaan 1 oleh Dosen pembina/asisten praktikum.
- 4. Penyajian video simulasi percobaan praktikum (dalam pelaksanaan simulasi dapat dilakukan proses tanya jawab dalam setiap prosedur percobaan yang dilaksanakan).
- 5. Setelah video simulasi praktikum dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data hasil praktikum dan analisis datanya (Penyajian dan analisis data disiapkan menggunakan media powerpoint (ppt), dimana pada penyiapannya setiap mahasiswa dalam masing-masing kelompoknya melakukan diskusi analisis mengenai data praktikum yang didapatkan). Pada tahapan ini dilakukan breakout room berdasarkan kelompok kelas praktikum.
- 6. Data yang dianalisis dan dibuat menggunakan powerpoint (ppt) akan dipresentasikan dan didiskusikan kepada seluruh praktikan.
- 7. Dalam diskusi ini, dosen pembina/asisten praktikum memberikan pendampingan atau meluruskan argumentasi praktikan yang belum benar. Selain itu, Dosen pembina/asisten praktikum memberikan kisi-kisi pembahasan yang akan dibuat dalam laporan pembahasan.
- 8. Adapun isi dalam laporan pembahasan meliputi:
 - a) Judul Percobaan (Nama Praktikan dan Anggota Kelompok)
 - b) Alat dan Bahan
 - c) Bagan Kerja

- d) Data/Hasil Percobaan Praktikum
- e) Pembahasan
- f) Kesimpulan
- 9. Setiap praktikan wajib membuat laporan pembahasan berdasarkan data dan cara kerja yang dilakukan. Laporan pembahasan dibuat secara tertulis (softcopy) di rumah (*take home*) dan diserahkan kepada pembina/asisten pada H-1 pertemuan praktikum selanjutnya. Begitu pula dengan Tugas Pendahuluan (TP) dikumpulkan H-1 sebelum pelaksanaan praktikum berjalan.
- 10.Pengumpulan Tugas Pendahuluan (TP) dan Laporan Pembahasan dilakukan menggunakan Google Drive. Dimana didalamnya terdapat Folder Kelompok Praktikum, Nama Praktikan dan Percobaan Praktikum
- 11.Dosen pembina/asisten praktikum wajib melakukan pemeriksaan laporan pembahasan dengan cara pemeriksaan tertulis, dan dapat dilakukan juga verifikasi secara lisan terhadap setiap praktikan. Verifikasi bertujuan untuk mendeteksi apakah praktikan membuat pembahasan secara mandiri dan memahaminya atau dengan cara menyalin pembahasan dari teman tanpa dipahami secara baik. Jika praktikan tidak dapat menjelaskan secara lisan atau menjelaskan namun tidak sesuai dengan pembahasan yang ditulis, maka hasil verifikasi tersebut dinyatakan salah atau dikurangi bobot nilainya sesuai dengan tingkat kebenarannya.
- 12.Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan pada percobaan praktikum ke-2 atau selanjutnya, dimana kegiatan verifikasi dilaksanakan sebelum penjelasan pendahuluan praktikum yang akan dilaksanakan. Jika waktu tidak cukup dalam proses verifikasi dapat dilaksanakan diluar jam pelaksanaan praktikum. Adapun pelaksanaan diluar jam praktikum didasari atas kesepakatan bersama dan tidak melanggar peraturan yang ada.
- 13. Mahasiswa yang terbukti nyontek atau menyalin pembahasan dari temannya dengan bukti tidak dapat menjelaskan secara lisan atas jawabannya, maka kepada praktikan tersebut dikurangi nilainya hingga 50%.
- 14.Pada tahap akhir, sebelum kegiatan praktikum ditutup dilakukan evaluasi pelaksanaan praktikum yang berjalan pada hari tersebut.

SINTESIS SENYAWA ASAM ALFA HIDROKSI

A. PENDAHULUAN

Asam alfa hidroksi (asam- α-hidroksi) dikenal juga dengan AHAs merupakan kelompok senyawa kimia yang terdiri dari asam karboksilat yang tersubtitusi gugus hidroksi. Kelompok senyawa asam alfa hidroksi memiliki peranan penting dalam sintesis organik dan sintesis famaseutikal (Lu *et al.*, 2015). Kelompok senyawa ini digunakan untuk aktivitas biologi molekul dan intermediet organik, secara umum digunakan sebagai prekursor untuk sintesis aldehid melalui *oxidative cleavage*, selain itu juga untuk sintesis DNA dan protein.

Senyawa asam alfa hidroksi sering digunakan dalam skala industri, seperti asam laktat, asam sitrat, asam mandelate, dan asam glikolat. Senyawa asam alfa hidroksi dapat disintesis dari asam amino melalui dua tahap reaksi yaitu diazotasi yang diikuti dengan hidrolisis untuk menghasilkan senyawa asam alfa hidroksi (Lu *et al.*, 2015)

B. TUGAS PENDAHULUAN

- 1. Asam alfa hidroksi atau juga dikenal dengan (AHA), aplikasi senyawa kimia tersebut sering kali ditemukan dalam komposisi beberapa produk kosmetik. Jelaskan fungsi atau manfaat asam alfa hidroksi dalam suatu produk kosmetik?
- 2. Jelaskan mengapa kondisi reaksi sintesis asam alfa hidroksi dilakukan pada suhu 0°C!
- Reaksi pembentukan asam alfa hidroksi dari suatu asam amino dapat dilakukan melalui dua tahap reaksi, yaitu reaksi diazotasi dan hidrolisis, tuliskan jalur mekanisme reaksi pembentukan Asam laktat dari L-Alanin melalui kedua tahapan reaksi tersebut! Reference: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.729.83
- 4. Jelaskan fungsi atau peranan NaNO₂ dan H₂SO₄ dalam sintesis asam alfa hidroksi!
- 5. Jelaskan fungsi penambahan NaHCO₃, NaCl jenuh, dan MgSO₄ pada tahapan sintesis asam alfa hidroksi!
- 6. Tuliskan jenis reaksi yang terjadi pada sintesis asam alfa hidroksi!
- 7. Jelaskan tujuan karakterisasi menggunakan FTIR, *melting point* dan polarimeter dalam sintesis asam alfa hidroksi
- 8. Jelaskan data hasil analisis sintesis asam laktat berdasarkan sumber literasi (terkait dengan analisis instrumentasi yang digunakan dalam prosedur sintesis).

- 1. ALAT
 - a) Batang pengaduk
 - b) Corong kaca
 - c) Desikator
 - d) Freezer
 - e) Freeze dryer
 - f) FTIR

- g) Gelas kimia
- h) Labu sintetis
- i) Labu ukur
- j) Magnetik stirrer
- k) Melting point
- I) Pipet tetes
- m) Pipet ukur
- n) Polarimeter
- o) Pro pipet
- p) Rotary Evaporator
- q) Stirer
- r) Spektrofotometer UV-Vis
- s) Timbangan analitik

- a) Aquades
- b) Es batu
- c) Etil asetat
- d) H₂SO₄
- e) Kertas Indikator pH
- f) Kertas Saring
- g) L-Leusin
- h) Metanol
- i) MgSO₄ anhidrat
- j) NaCl
- k) NaHCO₃
- I) NaNO₂
- m) Plat Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- n) Propanol

- Dilarutkan 1 g L-Leusin (7,633 mmol) dalam H₂SO₄ 2M sebanyak 40 mL
- 2. Diaduk dan didinginkan pada suhu 0-5 °C
- 3. Ditimbang NaNO₂ sebanyak 3,16 g (45,798 mmol), dilarutkan dalam 30 mL aquades
- 4. Tambahkan secara perlahan (tetes demi tetes) pada larutan L-Leusin dalam H₂SO₄
- 5. Reaksi dilakukan selama 2 jam pada suhu 0 °C
- 6. Selanjutnya dilanjutkan reaksi tersebut pada suhu kamar selama 24 jam
- 7. Setelah 24 jam, cek reaksi menggunakan metode KLT dengan eluen propanol : metanol (8:2). Adapun KLT dilakukan terhadap hasil reaksi dibandingkan dengan asam amino alanin. Setelah elusi, plat KLT disemprot dengan ninhidrin, kemudian dipanaskan (Jika hasil sintesis tidak menunjukkan warna ungu pada plat KLT dengan Rf yang mirip dengan alanin maka dapat diidentifikasi alanin telah terkonversi menjadi asam hidroksi.
- 8. Selanjutnya ditambahkan NaHCO₃ pada larutan hingga pH 2
- 9. Ditambahkan 30 mL NaCl jenuh

- 10. Ekstraksi dengan etil asetat (3 x 30 mL)
- 11. Diambil fase etil asetat dan tambahkan NaSO₄ anhidrat 2 g kedalamnya, aduk
- 12. Saring dan pekatkan dengan *rotary evaporator*
- 13. Simpan dalam freezer selama 24 jam
- 14. Freeze dryer produk yang telah membeku selama 6 jam
- 15. Lakukan analisis senyawa hasil sintesis menggunakan FTIR, melting point dan polarimeter
- 16. Timbang produk yang terbentuk, hitung rendemen reaksi

OH
$$\frac{\text{NaNO}_2}{\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ 2M}}$$
 OH $\frac{\text{OH}}{\text{OH}}$ L-Leusin Asam-2S-hidroksi-4-metil pentanoat

SINTESIS SENYAWA DERIVAT KALKON

A. PENDAHULUAN

Kalkon merupakan α , β -keton tidak jenuh (trans-1,3-diaril-2-propen-1-on), terdiri dari dua cincin aromatik (A dan B) yang terikat dengan sistem α , β -karbonil tidak jenuh dengan substituen yang bervariasi. Biosintesis kalkon melalui jalur sikimat dan merupakan prekursor senyawa flavonoid. Kalkon terdistribusi sangat luas pada tumbuhan. Beberapa kelompok senyawa heterosiklik yang memiliki aktivitas biologi yang penting dapat disintesis dari senyawa kalkon, seperti 1,4-diketon, benzotiazefin, flavonoid dan pirazolin (Raut *et al.*, 2016). Kalkon sendiri memiliki spektrum aktivitas biologis yang sangat luas, sebagai antibakteri, antifungal, antiinflammatory, antioksidan, anti-kanker, antitumor, antidiabetes, dsb. Kalkon memiliki ikatan rangkap terkonjugasi dan sistem elektron π yang terdelokalisasi sepenuhnya pada kedua cincin aromatik (benzena), senyawa molekul dengan sistem terkonjugasi seperti ini memiliki potensi redoks yang relatif rendah dan lebih besar kemungkinan menjalani reaksi transfer elektron (Chavan *et al.*, 2016).

Pada umumnya sintesis kalkon dilakukan melalui mekanisme reaksi kondensasi Claisen-Schmidt, dengan prekursor aril keton dan aldehida aromatis seperti derivat asetofenon dan benzaldehida. Reaksi ini berlangsung dengan adanya katalis asam atau basa di dalam suatu pelarut sebagai agen kondensasi. Sintesis kalkon secara konvensional dengan metode refluks maupun reaksi pada suhu ruang, mengalami perkembangan kearah sintesis yang lebih *sustainable* (*green chemistry*) dengan metode sintesis yang non-*solvent* seperti dengan metode *grinding* dan *microwave* (Susanti *et al.*, 2018).

B. TUGAS PENDAHULUAN

- Jelaskan peranan senyawa kalkon dalam bidang farmasi!
- 2. Berdasarkan hasil analisis retrosintesis, prekursor yang dapat digunakan untuk sintesis senyawa turunan kalkon, yaitu turunan asetofenon dan benzaldehida. Jelaskan reaksi dan tuliskan jalur mekanisme reaksi yang terlibat dalam pembentukan senyawa kalkon!
- 3. Jenis reaksi apa yang terjadi dalam sintesis kalkon!
- 4. Jelaskan fungsi penambahan NaOH dan HCl dalam prosedur sintesis kalkon!
- 5. Jelaskan bagaimana menentukan keberhasilan sintesis kalkon secara kualitatif!
- 6. Hasil sintesis dapat dibuktikan berdasarkan data analisis HPLC analitik, FTIR, spektrofotometer UV-Vis dan melting point. Jelaskan tujuan karakterisasi dengan menggunakan keempat instrumentasi tersebut!
- 7. Jelaskan data hasil analisis sintesis kalkon berdasarkan sumber literasi (terkait dengan analisis instrumentasi yang digunakan dalam prosedur sintesis)

- 1. ALAT
 - a) Batang pengaduk
 - b) Corong kaca

- c) Desikator
- d) FTIR
- e) Gelas kimia
- f) HPLC analitik
- g) Labu sintetis
- h) Labu ukur
- i) Magnetik stirrer
- j) Melting point
- k) Pipa kapiler
- I) Pipet tetes
- m) Pipet ukur
- n) Pro pipet
- o) Stirer
- p) Spektrofotometer UV-Vis
- q) Timbangan analitik

- a) Aquades
- b) Es Batu
- c) Etil asetat
- d) HCI
- e) Kertas Indikator pH
- f) Kertas Saring
- g) Metanol
- h) NaOH
- i) n-heksana
- j) Plat Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- k) Senyawa 2-hidroksi-5-kloro asetofenon
- I) Senyawa 4-metoksi benzaldehida (anisaldehida)

- 1. Timbang 852,59 mg (5 mmol) senyawa 2-hidroksi-5-kloro asetofenon
- 2. Larutkan dalam 10 mL metanol, masukkan dalam labu sintesis
- 3. Aduk pada suhu kamar
- 4. Tambahkan secara perlahan (tetes demi tetes) 5 mL NaOH 40% kedalam larutan tersebut
- Tambahkan 608,35 μL (5 mmol) 4-metoksi benzaldehida yang telah dilarutkan dalam 10 mL metanol kedalam campuran reaksi tersebut.
- 6. Aduk selama 48-72 jam pada suhu kamar dan setiap 24 jam dilakukan kontrol KLT terhadap produk reaksi
- 7. Jika produk reaksi telah terbentuk, hentikan reaksi dan lakukan penambahan HCl 10% terhadap hasil reaksi hingga pH 7 (Penambahan HCl kedalam campuran reaksi dilakukan pada kondisi suhu 5 °C)
- 8. Padatan yang terbentuk disaring dan dicuci dengan aquades
- 9. Produk reaksi dikeringkan dan disimpan dalam desikator

- 10. Jika produk yang terbentuk belum murni (terdapat produk samping dan sisa reaktan), dapat dimurnikan dengan menggunakan kromatografi kolom menggunakan eluen (n-heksana : etil asetat).
- 11. Lakukan analisis senyawa sintesis hasil pemurnian menggunakan HPLC analitik, FTIR, spektrofotometer UV-Vis dan *melting point*
- 12. Timbang produk yang terbentuk, hitung rendemen reaksi

SINTESIS ASPIRIN/ASETOSAL

A. PENDAHULUAN

Aspirin atau dikenal juga dengan asam asetilsalisilat merupakan obat yang sangat umum digunakan oleh masyarakat. Obat ini pertama kali disintesis oleh Felix Hofmann pada tahun 1897 dari asam salisilat. Asam salisilat merupakan zat yang terbentuk secara alami atau merupakan metabolit sekunder yang berasal dari daun dan batang willow trees atau dedalu atau gandarusa yang berasal dari family Salicaceae. Aspirin memiliki manfaat sebagai antipiretik, analgesik dan antiinflammatory.

Molekul asam salisilat memiliki dua gugus fungsi, yaitu gugus fenol dan gugus asam karboksilat. Kedua gugus fungsi tersebut menyebabkan asam salisilat mengiritasi, karena bisa membakar lapisan sensitif mulut, kerongkongan dan perut. Karakteristik asam salisilat yang keras ini dapat diatasi dengan mengganti hidrogen yang bersifat dengan kelompok atom yang kurang reaktif seperti gugus asetil (COCH₃) (Torre, 2018).

Sintesis asam asetisalisilat dari asam salisilat dilakukan dengan reaksi asetilasi pada media asam. Asam salisilat akan berinteraksi dengan asetat anhidrat dengan adanya asam sulfat (Tarai, 2017). Asam asetilsalisilat murni hanya mengandung satu gugus fungsi asam yang dapat melewati sebagian besar sistem pencernaan tanpa menyebabkan iritasi. Asam asetisalisilat akan terhidrolisis di dalam sistem peredaran darah untuk meregenarasi asam salisilat.

B. TUGAS PENDAHULUAN

- 1. Jelaskan fungsi farmaseutikal dari senyawa aspirin!
- 2. Jelaskan mengapa sintesis aspirin dilakukan dengan menggunakan metode refluks!
- 3. Jelaskan fungsi penambahan asam sulfat (H₂SO₄) pada sintesis aspirin!
- 4. Jelaskan bagaimana menguji kemurnian aspirin hasil sintesis secara kualitatif!
- 5. Jelaskan tujuan dari tahapan rekristalisasi pada prosedur sintesis aspirin!
- 6. Jelaskan mengapa pada pembuatan aspirin banyak menggunakan bahan dasar asam asetat anhidrat? (tinjau dari jenis reaksi senyawa ini dibandingkan prekursor dari senyawa turunan lainnya)
- 7. Jelaskan data hasil analisis sintesis aspirin berdasarkan sumber literasi (terkait dengan analisis instrumentasi yang digunakan dalam prosedur sintesis)
- Tuliskan mekanisme reaksi sintesis aspirin!

- 1. ALAT
 - a) Batang pengaduk
 - b) Corong kaca
 - c) Corong Buchner
 - d) Desikator
 - e) Freezer
 - f) FTIR

- g) Gelas kimia
- h) Hot plate
- i) HPLC analitik
- i) Labu sintetis
- k) Magnetik stirrer
- Melting point
- m) Pipet tetes
- n) Pipet ukur
- o) Pro pipet
- p) Stirer
- g) Spektrofotometer UV-Vis
- r) Timbangan analitik

- a) Aquades
- b) Asam asetat anhidrida
- c) Asam salisilat
- d) Etanol 96%
- e) H₂SO₄
- f) Kertas Saring

- 1. Siapkan penangas air
- 2. Timbang 2 g asam salisilat, masukkan ke dalam labu sintesis
- 3. Tambahkan ke dalamnya 5 mL asam asetat anhidrida
- 4. Selanjutnya lakukan secara berhati-hati dan perlahan, tambahkan H₂SO₄ pekat 5 tetes
- 5. Aduk selama 20 menit diatas penangas air pada suhu (55-60 °C)
- 6. Setelah 20 menit, dengan tetap diaduk secara perlahan tambahkan 5 mL aquades ke dalam campuran reaksi.
- 7. Setelah 5 menit, angkat labu sintesis dari penangas air dan tambahkan 25 mL aquades.
- 8. Dinginkan didalam kulkas selama 1 jam.
- 9. Siapkan corong buchner, saring produk yang terbentuk, cuci dengan aquades dingin.
- 10. Keringkan
- 11. Reksristalisasi produk yang terbentuk dengan cara melarutkan kembali produk didalam campuran 30 mL (1:1) etanol 96% : aquades.
- 12. Dipanaskan hingga kristal larut, kemudian dinginkan secara perlahan.
- 13. Amati kristal yang terbentuk
- 14. Keringkan produk yang terbentuk dalam desikator
- 15. Lakukan analisis senyawa hasil sintesis menggunakan HPLC analitik, FTIR, spektrofotometer UV-VIS dan *melting point*
- 16. Timbang produk yang terbentuk, hitung rendemen reaksi

asam salisilat asam asetat anhidrida

asam asetil salisilat/aspirin

SINTESIS PARASETAMOL/ASETAMINOFEN

A. PENDAHULUAN

Parasetamol atau asetaminofen merupakan *p*-aminofenol derivatif dengan aktivitas analgesik dan antipiretik. Asetominofen dikenal juga sebagai *Tylenol*, merupakan obat analgesik yang sangat umum digunakan dan direkomndasikan sebagai terapi lini pertama untuk kondisi nyeri oleh WHO. Mekanisme asetominofen dimungkinkan dapat menghambat jalur nitrit oksida (NO) yang dimediasi oleh berbagai reseptor neurotransmitter termasuk *N*-metil-*D*-aspartat (NMDA) dan zat P, yang mengakibatkan ambang nyeri. Aktivitas antipiretik dimungkinkan dari penghambatan sintesis prostaglandin dan dilepaskan pada sistem saraf pusat.

Sintesis kelompok senyawa amida pada dasarnya dapat dilakukan pada suhu tertentu dengan katalis yang tepat. Parasetamol dapat disintesis dengan mengasetilasi *p*-aminofenol dengan asetat anhidrat dengan adanya asam sulfat (Musa *et al.*, 2020).

B. TUGAS PENDAHULUAN

- 1. Jelaskan manfaat farmaseutikal dari parasetamol!
- 2. Dalam sintesis parasetamol digunakan senyawa *p*-aminofenol sebagai bahan dasar. Bagaimana strategi sintesis senyawa *p*-aminofenol!
- 3. Jelaskan fungsi penambahan HCl, karbon aktif/norit, dan asam asetat anhidrida dalam sintesis parasetamol!
- 4. Jelaskan tujuan dari tahapan pendinginan menggunakan *ice bath* dan disimpan di dalam *freezer* dalam sintesis parasetamol!
- 5. Jenis reaksi apa yang terjadi dalam sintesis parasetamol!
- 6. Diketahui pada praktikum sebelumnya dilakukan sintesis senyawa aspirin/asetosal dimana pada sintesis parasetamol digunakan juga bahan dasar asam asetat anhidrat. Ditinjau dari reaksi yang terjadi, apa yang menjadi perbedaan dari sintesis parasetamol dengan aspirin?
- 7. Jelaskan data hasil analisis sintesis parasetamol berdasarkan sumber literasi (terkait dengan analisis instrumentasi yang digunakan dalam prosedur sintesis)
- 8. Jelaskan reaksi dan mekanisme reaksi sintesis parasetamol!

- 1. ALAT
 - a) Batang pengaduk
 - b) Corong kaca
 - c) Corong buchner
 - d) Desikator
 - e) Erlenmeyer
 - f) Freezer
 - g) FTIR
 - h) Gelas kimia
 - i) Hot plate

- j) Ice bath
- k) HPLC analitik
- Labu sintetik
- m) Labu ukur
- n) Magnetik stirer
- o) Melting point
- p) Pipet tetes
- q) Pipet ukur
- r) Pro pipet
- s) Stirer
- t) Spektrofotometer UV-Vis
- u) Timbangan analitik

- a) Aquades
- b) Asam asetat anhidrida
- c) Es Batu
- d) Etanol 96%
- e) HCI
- f) Karbon aktif
- g) Kertas Saring
- h) *p*-aminofenol

- Timbang p-aminofenol sebanyak 2,1 g ke dalam labu erlenmeyer 125 mL
- 2. Tambahkan 35 mL aquades, diikuti dengan 1,5 mL HCl pekat
- 3. Aduk sehingga larut semua senyawa, jika belum begitu larut tambahkan HCl pekat setetes demi setetes lagi
- 4. Tambahkan 0,4-0,5 g karbon aktif atau norit kedalam campuran reaksi tersebut
- Panaskan selama 8-10 menit menggunakan penangas air pada suhu 70 °C
- 6. Saring larutan menggunakan kertas saring, bilas dengan 5 mL aquades dan tampung filtratnya
- 7. Filtrat dapat berwarna bening, kuning teh atau coklat. Jika berwarna coklat tambahkan kembali karbon aktif, panaskan dan saring.
- 8. Larutan *p*-aminofenol hidroklorida yang telah disaring tersebut ditambahkan dengan 2 mL asam asetat anhidrida, aduk dan panaskan di penangas air dengan suhu 70 °C selama 15 menit.
- 9. Dinginkan larutan dengan menggunakan *ice bath*, diamkan selama 15 menit dan masukkan ke dalam *freezer* selama 30 menit
- 10. Saring produk yang terbentuk dengan mengunakan corong buchner, bilas padatan di kertas saring dengan menggunakan aquades dingin
- 11. Rekristalisasi dengan melarutkan padatan dalam 20 mL (1:1) etanol 96% : aquades, panaskan hingga padatan larut semua.
- 12. Ulangi prosedur 9-10
- 13. Keringkan produk yang terbentuk dalam desikator


- 14. Lakukan analisis senyawa hasil sintesis menggunakan HPLC analitik, FTIR, spektrofotometer UV-VIS dan *melting point*
- 15. Timbang produk yang terbentuk, hitung rendemen reaksi

$$P$$
-amino fenol asam asetat anhidrida P -amino fenol P -ami

SINTESIS METIL SALISILAT

A. PENDAHULUAN

Senyawa ester merupakan senyawa kimia yang terdiri dari suatu karbonil yang terikat pada suatu eter. Kelompok senyawa ini diderivatisasi oleh reaksi suatu *oxo-acid* dengan alkohol atau fenol. Senyawa ester sintetik maupun alami digunakan secara luas sebagai perasa dan parfum.



Struktur umum senyawa ester

Metil salisilat merupakan senyawa ester organik yang secara alami dapat ditemukan pada batang *Betula lenta*, senyawa ini memiliki aroma *mint*. Sintesis metil salisilat dapat dilakukan dari prekursor aspirin. Sintesis dari aspirin membutuhkan dua tahap reaksi yaitu tahap pertama hidrolisis aspirin menjadi asam salisilat diikuti dengan esterifikasi asam salisilat dengan suatu alkohol dan adanya katalis asam menjadi metil salisilat (Summer, 2016).

B. TUGAS PENDAHULUAN

- Jelaskan aktivitas farmaseutikal dari senyawa metil salisilat!
- 2. Jelaskan fungsi penambahan H₂SO₄ dan batu didih!
- 3. Jelaskan mengapa reaksi sintesis metil salisilat dilakukan dengan metode refluks!
- 4. Jelaskan fungsi penambahan NaHCO₃ pada pada fase organik!
- 5. Jelaskan fungsi penambahan MgSO₄ atau Na₂SO₄ pada produk hasil sintesis!
- 6. Jenis reaksi apa yang terjadi pada sintesis metil salisilat!
- 7. Jelaskan prinsip kerja destilasi!
- 8. Jelaskan data hasil analisis sintesis metil salisilat berdasarkan sumber literasi (terkait dengan analisis instrumentasi yang digunakan dalam prosedur sintesis)
- 9. Jelaskan reaksi dan mekanisme reaksi sintesis metil salisilat!

- 1. ALAT
 - a) Alat destilasi
 - b) Alat refluks
 - c) Batang pengaduk
 - d) Batu didih
 - e) Corong kaca
 - f) Corong pisah
 - g) Desikator
 - h) Erlenmeyer

- i) FTIR
- j) Gelas kimia
- k) Heating mantel
- I) HPLC analitik
- m) Labu sintetis
- n) Labu ukur
- o) Pipet tetes
- p) Pipet ukur
- q) Pro pipet
- r) Spektrofotometer UV-Vis
- s) Timbangan analitik

- a) Asam asetat anhidrida
- b) Asam salisilat
- c) H_2SO_4
- d) Kloroform
- e) Kertas saring
- f) Metanol
- g) MgSO₄ anhidrat
- h) NaHCO₃
- i) Na₂SO₄ anhidrat

- 1. Timbang 14 g asam salisilat, masukkan ke dalam labu sintesis
- 2. Tambahkan 40,5 mL metanol ke dalamnya diikuti 4 mL H₂SO₄ pekat dan 2-3 buah batu didih.
- 3. Refluks campuran larutan pada suhu 70-80 °C selama 1,5 jam
- 4. Campuran hasil refluks selanjutnya didestilasi pada suhu 80 °C, hal ini dilakukan untuk menghilangkan kelebihan metanol yang masih ada dalam campuran reaksi. Destilasi dihentikan jika tidak ada tetesan destilat
- 5. Residu dituang ke dalam corong pisah 250 mL, tambahkan 20 mL kloroform.
- 6. Tambahkan ke dalam corong pisah 30 mL NaHCO₃ 2M, kocok dan biarkan terjadi pemisahan, tampung fase organik
- 7. Fase organik ditambahkan kembali 30 mL NaHCO₃ 2M seperti prosedur 6, diulang beberapa kali hingga tidak terjadi gelembung CO₂ saat penambahan NaHCO₃
- 8. Selanjutnya hasil sintesis dikeringkan dan ditambahkan MgSO₄ anhidrat atau Na₂SO₄ anhidrat dalam erlenmeyer
- 9. Didiamkan selama 15 menit pada suhu kamar, saring dan filtrat ditampung
- 10. Filtrat didestilasi kembali dengan suhu 224 °C, kemudian destilat ditampung dalam wadah bersih, kering dan gelap
- 11. Lakukan analisis senyawa hasil sintesis menggunakan HPLC analitik, FTIR dan spektrofotometer UV-VIS
- 12. Timbang produk yang terbentuk, hitung rendemen reaksi

SINTESIS ASAM HIPURAT

A. PENDAHULUAN

Asam hipurat merupakan senyawa organik kelompok senyawa asam karboksilat dan salah satu metabolit mayor pada manusia, yang sering kali ditemukan dalam urin. Senyawa ini diketahui terkait dengan ekskresi dari lingkungan toksik yang terpapar senyawa aromatik (seperti toluena), atau dari degradasi protein makanan dan disntesis ulang oleh metabolisme mikroflora usus asam kuinat melalui jalur sikimat. Jadi pada manusia, asam hipurat merupakan produk ekskresi dari sumber alami maupun tidak. Kadar asam hipurat juga dapat meningkat dengan mengkonsumsi senyawa fenolik, seperti jus buah, teh dan wine. Senyawa fenol diubah menjadi asam benzoat dan menjadi asam hipurat yang kemudian dieksresikan melalui urin. Dalam studi terbaru menunjukan kadar asam hipurat sebesar 1-2 mM diekskresikan setiap hari dalam urin. Hal ini menunjukkan adanya sumber makanan yang menghasilkan metabolik asam hipurat yang melimpah (Pero, 2010).

Asam hipurat dibentuk dari kombinasi asam benzoat dan glisin. Detoksifikasi asam benzoat melalui konjugasi dengan glisin dan membentuk asam hipurat banyak digunakan sebagai uji fungsi hati. Pada dasarnya sintesis asam hipurat melibatkan asilasi glisin dengan benzoil klorida.

B. TUGAS PENDAHULUAN

- 1. Jelaskan aktivitas farmaseutikal dari senyawa asam hipurat
- 2. Jelaskan mengenai sifat fisika dan kimia senyawa asam hipurat berdasarkan sumber literasi!
- 3. Jelaskan fungsi penambahan NaOH dan HCl dalam sintesis asam hipurat!
- 4. Jenis reaksi apa yang terjadi dalam sintesis asam hipurat!
- 5. Jelaskan data hasil analisis sintesis asam hipurat berdasarkan sumber literasi (terkait dengan analisis instrumentasi yang digunakan dalam prosedur sintesis)
- 6. Jelaskan reaksi dan mekanisme reaksi sintesis asam hipurat!

- 1. ALAT
 - a) Batang pengaduk
 - b) Corong kaca
 - c) Corong buchner
 - d) Desikator
 - e) Erlenmeyer bertutup
 - f) Freezer
 - g) FTIR
 - h) Gelas kimia
 - i) Hot plate
 - j) Ice bath
 - k) HPLC analitik
 - I) Labu ukur
 - m) Melting point

- n) Pipet tetes
- o) Pipet ukur
- p) Pro pipet
- q) Spektrofotometer UV-Vis
- r) Timbangan analitik

- a) Aquades
- b) Benzoil klorida
- c) Es Batu
- d) Glisin
- e) HCI
- f) Kertas Lakmus
- g) Kertas Saring
- h) Kloroform
- i) NaOH

D. PROSEDUR KERJA

- Timbang glisin sebanyak 2,3 g dalam labu erlenmeyer bertutup, larutkan dengan 20 mL NaOH 10%
- 2. Tambahkan 3,5 mL benzoil klorida kedalam larutan tersebut
- 3. Kocok campuran reaksi tersebut hingga benzoil klorida bereaksi
- 4. Jika telah bereaksi, pindahkan campuran reaksi ke dalam gelas kimia
- 5. Letakkan pada *ice bath* (5 °C) dan tambahkan HCl pekat secara tetes demi tetes hingga sifat larutan berubah menjadi asam (cek dengan kertas lakmus)
- 6. Saring endapan yang terbentuk pada kertas saring menggunakan corong buchner
- 7. Cuci endapan dengan aquades dingin dan biarkan kering
- 8. Lakukan rekristalisasi dengan melarutkan produk reaksi dalam kloroform, panaskan hingga larut dan dinginkan menggunakan *ice bath*, simpan dalam *freezer* selama 1 jam dan saring
- 9. Keringkan dalam desikator
- 10. Lakukan analisis senyawa hasil sintesis menggunakan HPLC analitik, FTIR, spektrofotometer UV-VIS dan *melting point*
- 11. Timbang produk yang terbentuk, hitung rendemen reaksi

SINTESIS SENYAWA DERIVAT IMINA DARI VANILIN

A. PENDAHULUAN

Imina atau basa Schiff adalah salah satu kelompok senyawa yang berperan penting secara biologis, sebagai antioksidan, antiinflamasi, analgesik, serta antijamur. Aktivitas biologis tersebut dipengaruhi oleh adanya ikatan rangkap C=N atau biasa dikenal dengan gugus azometin. Gugus ini dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga memiliki polaritas yang tinggi. Oleh karena itu kelompok senyawa imina memiliki kemampuan untuk menembus membran lipid dan memblok sisi aktif enzim. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan organisme (Cahyana dan Pratiwi, 2015).

Senyawa turunan imina digunakan juga sebagai pigmen, indikator titrasi, dan reagen fluorometri. Pemanfaatan senyawa imina sebagai indikator alami dengan memperluas delokalisasi elektron melalui gugus kromofor. Sintesis senyawa turunan imina dapat dilakukan melalui dua rute sintesis. Dimana pada rute pertama, gugus aldehida pada vanillin akan diubah menjadi turunan imina oleh basa Schiff pembentuk imina dan diazotisasi dengan ion benzenediazonium. Rute kedua, vanillin direaksikan dengan ion benzenediazonium dan kemudian diubah menjadi turunan imina (Purwono et al., 2013).

B. TUGAS PENDAHULUAN

- 1. Jelaskan karakteristik sifat fisik dan kimia serta pemanfaatan senyawa imina dalam bidang farmasi!
- 2. Jelaskan mengapa reaksi sintesis senyawa derivat imina dilakukan dalam kondisi asam (pH 2)!
- 3. Jelaskan jenis reaksi pembentukan imina berdasarkan sumber literasi yang kalian peroleh!
- 4. Jelaskan data hasil analisis sintesis 4-[N-(4-hidroksifenil) karboksimidoil]-2-metoksifenol atau derivat imina lainnya berdasarkan sumber literasi (terkait dengan analisis instrumentasi yang digunakan dalam prosedur sintesis)
- 5. Jelaskan reaksi pembentukan imina dan tuliskan mekanisme reaksi pembentukan 4-[N-(4-hidroksifenil) karboksimidoil]-2-metoksifenol!

- 1. ALAT
 - a) Batang pengaduk
 - b) Corong kaca
 - c) Corong buchner
 - d) Desikator
 - e) Erlenmeyer bertutup
 - f) Freezer
 - g) FTIR
 - h) Gelas kimia
 - i) Hot plate
 - i) Ice bath

- k) HPLC analitik
- I) Labu ukur
- m) Melting point
- n) Pipet tetes
- o) Pipet ukur
- p) Pro pipet
- q) Spektrofotometer UV-Vis
- r) Timbangan analitik

- a) Es Batu
- b) Etanol
- c) HCI
- d) Kertas Indikator pH
- e) Kertas Saring
- f) Kloroform
- g) Kromatografi Lapis Tipis
- h) Metanol
- i) Pipa kapiler
- j) Vanilin
- k) *p*-aminofenol

- 1. Timbang *p*-aminofenol sebanyak 46,3 mg dan larutkan dalam 10 mL etanol
- 2. Tambahkan 60,7 mg vanillin kedalamnya
- 3. Aduk dan tambahkan perlahan HCl 2M hingga campuran reaksi mencapai pH 2
- 4. Campuran reaksi selanjutnya dipanaskan dalam penangas air dengan suhu 100 °C selama 5 menit
- 5. Kemudian dinginkan pada *ice bath* selama 30 menit dan masukkan *freezer* selama 30 menit hingga endapan terbentuk
- 6. Saring endapan dengan corong buchner dan keringkan dalam desikator
- 7. Lakukan kontrol KLT (eluen metanol:kloroform) terhadap produk sintesis dengan membandingkan reaktan yang digunakan.
- 8. Lakukan pemurnian dengan kromatografi kolom jika produk masih terdapat produk samping dan sisa reaktan.
- 9. Lakukan analisis senyawa sintesis hasil pemurnian menggunakan HPLC analitik, FTIR, spektrofotometer UV-Vis, dan *melting point*
- 10. Timbang produk yang terbentuk, hitung rendemen reaksi

SINTESIS SENYAWA DERIVAT FLAVANON

A. PENDAHULUAN

Flavanon atau sering disebut juga dengan dihidroksiflavon, kerangka strukturnya mengandung gugus keton akan tetapi tidak memiliki ikatan rangkap dua antara C2 dan C3 pada cincin C kerangka flavonoid. Hal ini menjadikannya senyawa kiral pada posisi C2. Kiralitas ini menjadikan cincin B relatif berotasi terhadap cincin A-C dan tidak plnar seperti flavon yang terkonjugasi. Adanya perbedaan orientasi molekul akibat kiralitas tersebut berpengaruh terhadap interaksi senyawa flavonoid terhadap respetor biologi dan sifat bioaktifnya (Agah *et al.*, 2017; Yang *et al.*, 2014). Flavanon atau dikenal juga dengan 2-fenil-kroman-4-on merupakan senyawa polifenol, yang termasuk ke dalam kelompok senyawa ini seperti naringenin, hesperidin, isosakuratenin dan heridictyol (Das *et al.*, 2019).

Kerangka Struktur Flavanon (Kumar & Pandey, 2013)

Flavanon terdistribusi secara luas di alam, karena merupakan salah satu intermediet penting pada jalur biosintesis senyawa flavonoid. Flavanon sering kali ditemukan pada kelompok buah sitrus, seperti naringenin pada anggur, Senyawa flavanon memiliki range aktivitas biologis yang sangat luas. Flavanon dapat disintesis melalui siklisasi senyawa kalkon derivatif dengan adanya suatu katalis asam melalui reaksi adisi Michael (Matsjeh *et al.*, 2017).

B. TUGAS PENDAHULUAN

- 1. Jelaskan aktivitas biologis yang dimiliki oleh kelompok senyawa flavanon!
- 2. Jelaskan sifat kimia dan fisik dari senyawa flavanon!
- 3. Jelaskan fungsi penambahan asam sulfat (H₂SO₄)!
- 4. Jelaskan mengapa reaksi sintesis flavanon berlangsung dengan metode refluks!
- 5. Jelaskan bagaimana cara pengujian kualitatif untuk kelompok senyawa flavonoid!
- 6. Jelaskan data hasil analisis sintesis 6'-kloro-4-metoksiflavanon atau derivat flavanon lainnya berdasarkan sumber literasi (terkait dengan analisis instrument yang digunakan dalam prosedur sintesis)!
- 7. Jelaskan reaksi pembentukan senyawa flavanon dan tuliskan mekanisme reaksi pembentukan 6'-kloro-4-metoksiflavanon!

- 1. ALAT
 - a) Alat refluks
 - b) Batang pengaduk

- c) Corong kaca
- d) Corong buchner
- e) Desikator
- f) Freezer
- g) FTIR
- h) Gelas kimia
- i) Hot plate
- j) Ice bath
- k) HPLC analitik
- I) Labu ukur
- m) Labu sintesis
- n) Magnetik stirer
- o) Melting point
- p) Pipa kapiler
- q) Pipet tetes
- r) Pipet ukur
- s) Polarimeter
- t) Pro pipet
- u) Spektrofotometer UV-Vis
- v) Stirer
- w) Timbangan analitik

- a) Aquades
- b) Es batu
- c) Etanol
- d) H₂SO₄
- e) Kertas Saring
- f) Kromatografi Lapis Tipis
- g) 2'-hidroksi-5'-kloro-4-metoksikalkon

- 1. Timbang 144,36 mg (0,5 mmol) 2'-hidroksi-5'-kloro-4-metoksikalkon hasil dari percobaan sebelumnya.
- 2. Larutkan dalam 10 mL etanol dan masukkan dalam labu sintesis
- 3. Ditambahkan 532 µL H₂SO₄ (10 mmol) ke dalam campuran
- 4. Refluks dengan stirrer pada suhu 80 °C selama 6 jam.
- 5. Kontrol reaksi dengan KLT setiap 1 jam reaksi.
- 6. Jika spot noda pada KLT telah menunjukkan adanya senyawa produk yang terbentuk maka reaksi dihentikan
- 7. Ditambahkan 10 mL aquades dingin ke dalam campuran, dinginkan dalam *ice bath* selama 15 menit dan simpan di freezer selama 30 menit
- 8. Padatan yang terbentuk, saring dengan corong buchner, dinginkan dan keringkan
- 9. Rekristalisasi dengan melarutkannya dalam etanol 10 mL, panaskan hingga larut

- 10. Dinginkan dalam *ice bath* selama 15 menit dan simpan dalam *freezer* 30 menit
- 11. Ulangi prosedur 8
- 12. Keringkan dalam desiktor
- 13. Lakukan pemurnian dengan menggunakan kromatografi kolom jika senyawa yang terbentuk masih terdapat produk samping atau sisa reaktan
- 14. Lakukan analisis senyawa sintesis hasil pemurnian menggunakan HPLC analitik, FTIR, spektrofotometer UV-Vis, polarimeter dan *melting point*
- 15. Timbang produk yang terbentuk, hitung rendemen reaksi

OCH₃

$$C_1 \longrightarrow C_2 H_5 OH$$

2'-hidroksi-5'-kloro-4-metoksikalkon

6'-kloro-4-metoksiflavanon

SINTESIS SENYAWA DERIVAT PIRAZOLINA

A. PENDAHULUAN

Pirazolina merupakan heterosiklik aromatik cincin lima dengan dua atom nitrogen yang berdekatan dan satu ikatan rangkap dua endolik, dengan rumus molekul (C₃H₃N₂H). Adanya inti pirazolina dalam kerangka struktur senyawa organik, memberikan spektrum aktivitas biologis dan farmakologis yang luas. Turunan pirazolina yang mengikat gugus fenil pada atom nitrogennya dilaporkan menunjukkan sititoksik yang baik terhadap beberap sel kultur kanker. Sintesis senyawa pirazolina dapat dilakukan melalui siklokondensasi turunan kalkon dengan fenilhidrazin dengan adanya katalis asam (Suma *et al.*, 2019).



Struktur pirazolina

Secara umum, sintesis pirazolina dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah sintesis kalkon melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt, tahap kedua mereaksikan kalkon dengan turunan hidrazin seperti fenilhidrazin dan hidrazin hidrat membentuk pirazolina. Sintesis pirazolina dapat dilakukan dengan menggunakan katalis asam atau basa dengan metode refluks, pengadukan pada suhu ruang maupun dengan pemanfaatan microwave (Jasril *et al.*, 2019).

B. TUGAS PENDAHULUAN

- 1. Jelaskan aktivitas biologis dari senyawa pirazolina!
- 2. Jelaskan sifat kimia dan fisik senyawa pirazolina!
- 3. Jelaskan fungsi penambahan asam asetat dalam sintesis pirazolina!
- 4. Jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada sintesis *N*-fenil-3-(2-hidroksi-5-klorofenil)-5-(4-metoksifenil) pirazolina!
- 5. Jelaskan data hasil analisis sintesis *N*-fenil-3-(2-hidroksi-5-klorofenil)-5-(4-metoksifenil) pirazolina atau senyawa derivat pirazolina lainnya berdasarkan sumber literasi (terkait dengan analisis instrumentasi yang digunakan dalam prosedur sintesis)!
- 6. Jelaskan reaksi pembentukan senyawa pirazolina dan tuliskan mekanisme reaksi pembentukan *N*-fenil-3-(2-hidroksi-5-klorofenil)-5-(4-metoksifenil) pirazolina!

- 1. ALAT
 - a) Alat refluks
 - b) Batang pengaduk
 - c) Corong kaca
 - d) Corong buchner

- e) Desikator
- f) Freezer
- g) FTIR
- h) Gelas kimia
- i) Hot plate
- j) Ice bath
- k) HPLC analitik
- I) Labu ukur
- m) Labu sintesis
- n) Magnetik stirer
- o) Melting point
- p) Pipa kapiler
- q) Pipet tetes
- r) Pipet ukur
- s) Polarimeter
- t) Pro pipet
- u) Spektrofotometer UV-Vis
- v) Stirer
- w) Timbangan analitik

- a) Aquades
- b) CH₃COOH
- c) Es batu
- d) Etanol
- e) fenilhidrazin
- f) Kertas Saring
- g) Kromatografi Lapis Tipis
- h) 2'-hidroksi-5'-kloro-4-metoksikalkon

- 1. Timbang 144,36 mg (0,5 mmol) 2'-hidroksi-5'-kloro-4-metoksikalkon hasil dari percobaan sebelumnya.
- 2. Larutkan dalam 10 mL etanol dan masukkan dalam labu sintesis
- 3. Ditambahkan 196,61 µL fenilhidrazin (2 mmol) ke dalam campuran dan 5 tetes CH₃COOH
- 4. Refluks dengan stirrer pada suhu 80 °C selama 4 jam.
- Kontrol reaksi dengan KLT setiap 1 jam reaksi.
- 6. Jika spot noda pada KLT telah menunjukkan adanya senyawa produk yang terbentuk maka reaksi dihentikan
- 7. Ditambahkan 10 mL aquades dingin ke dalam campuran, dinginkan dalam *ice bath* selama 15 menit dan simpan di *freezer* selama 30 menit
- 8. Padatan yang terbentuk, saring dengan corong buchner, dinginkan dan keringkan
- 9. Rekristalisasi dengan melarutkannya dalam etanol 10 mL, panaskan hingga larut
- 10. Dinginkan dalam ice bath selama 15 menit dan simpan dalam freezer 30 menit

- 11. Ulangi prosedur 8
- 12. Keringkan dalam desikator
- 13. Lakukan pemurnian dengan menggunakan kromatografi kolom jika senyawa yang terbentuk masih terdapat produk samping atau sisa reaktan
- 14. Lakukan analisis senyawa sintesis hasil pemurnian menggunakan HPLC analitik, FTIR, spektrofotometer UV-Vis, polarimeter dan melting point
- 15. Timbang produk yang terbentuk, hitung rendemen reaksi

SINTESIS SENYAWA ISOAMIL ASETAT (PERAROMA PISANG)

A. PENDAHULUAN

Isoamil asetat atau dikenal juga dengan isopentil asetat adalah senyawa organik dalam bentuk ester yang dapat disintesis dari isoamil alkohol dan asam asetat. Secara fisik berbentuk cairan tidak berwarna, sedikit larut di dalam air, tetapi sangat larut di dalam Sebagian besar pelarut organik. Isoamil asetat memiliki aroma yang sangat kuat seperti aroma pisang. Kelompok senyawa ester tersebar luas di alam. Berat molekul senyawa ester yang rendah memberikan tendensi terhadap karakteristik senyawa ini yaitu memiliki rasa dan aroma yang sering dikaitkan dengan essential oil. Pendekatan paling sederhana untuk sintesis kelompok senyawa ester yaitu melalui Fisher esterifikasi (Dioquino & Robidillo. 2012). Selain itu dapat melalui proses isolasi dan fermentasi, akan tetapi pendekatan tersebut membutuhkan cost produksi yang mahal (Romero et al., 2005).

Mekanisme reaksi esterifikasi, melibatkan tahapan protonasi gugus karboksil, kemudian serangan nukleofil, proton transfer dan dehidrasi, yang diikuti dengan pelepasan katalis asam. Dalam reaksi sintesis Fisher esterifikasi hanya alkohol primer dan sekunder yang digunakan, karena penggunaan alkohol tersier cenderung terhadap reaksi eliminasi.

B. TUGAS PENDAHULUAN

- 1. Jelaskan manfaat dari senyawa isoamil asetat!
- 2. Jelaskan sifat fisik dan kimia dari isoamil asetat!
- 3. Jelaskan fungsi penambahan asam sulfat dalam sintesis isoamil asetat!
- 4. Jelaskan jenis reaksi yang terjadi dalam sintesis isoamil asetat!
- Jelaskan tujuan tahapan destilasi dalam prosedur sintesis isoamil asetat dan prinsip kerja destilasi!
- 6. Jelaskan data hasil analisis sintesis isoamil asetat berdasarkan sumber literasi (terkait dengan analisis instrumentasi yang digunakan dalam prosedur sintesis)!
- 7. Jelaskan reaksi sintesis isoamil asetat dan mekanisme reaksinya!

- 1. ALAT
 - a) Alat destilasi
 - b) Alat refluks
 - c) Batang pengaduk
 - d) Batu didih
 - e) Corong kaca
 - f) Corong pisah
 - g) Desikator
 - h) FTIR
 - i) Gelas kimia
 - j) Hot plate

- k) HPLC analitik
- I) Labu ukur
- m) Labu sintesis
- n) Pipet tetes
- o) Pipet ukur
- p) Pro pipet
- q) Timbangan analitik

- a) Aquades
- b) Asam sulfat pekat
- c) Fenilhidrazin
- d) Isoamil alkohol
- e) Kertas Lakmus
- f) Kertas Saring
- g) MgSO₄ anhidrat
- h) NaCl
- i) NaHCO₃
- i) Na₂SO₄ anhidrat

- 1. Masukkan kedalam labu sintesis 25 mL CH₃COOH (0,420 mol).
- 2. Tambahkan kedalamnya 20 mL isoamil alkohol (0,185 mol), aduk campuran reaksi
- 3. Tambahkan secara perlahan 5 mL asam sulfat pekat
- 4. Tambahkan 2-3 batu didih ke dalam labu sintesis
- 5. Refluks campuran reaksi tersebut dengan suhu 70 °C selama 1 jam
- 6. Setelah 1 jam, dinginkan reaksi tersebut pada suhu kamar
- 7. Pindahkan larutan kedalam corong pisah dan tambahkan 50 mL aquades, kocok dan biarkan larutan terpisah
- 8. Buang fase airnya, kemudian tambahkan kembali dengan 25 mL aquades pada fase organik, kocok dan biarkan larutan terpisah
- Buang fase airnya, kemudian fase organik ditambahkan dengan 5% NaHCO₃ sebanyak 25 mL, kocok dan biarkan larutan terpisah
- 10. Ambil fase organiknya, cek pH dengan kertas lakmus. Jika masih asam, tambahkan kembali dengan 5% NaHCO₃ sebanyak 25 mL, kocok dan biarkan larutan terpisah
- 11. Jika fase organik telah hilang asamnya maka ditambahkan dengan 2 x 5 mL NaCl jenuh (lakukan dengan corong pisah dan ambil fase organiknya)
- 12. Tambahkan Na₂SO₄ anhidrat atau MgSO₄ anhidrat ke fase organik, aduk dan biarkan selama 3 menit
- 13. Saring, tampung filtratnya dan siapkan peralatan destilasi
- 14. Destilasi filtrat tersebut, kumpulkan hasil destilat pada fraksi antara suhu 135-143 °C
- 15. Amati hasil reaksi, produk berwarna bening dan memiliki bau pisang
- 16. Lakukan analisis senyawa sintesis hasil pemurnian menggunakan HPLC analitik dan FTIR
- 17. Timbang produk yang terbentuk, hitung rendemen reaksi

SINTESIS SENYAWA GERANIL ASETAT (DERIVAT MINYAK ATSIRI)

A. PENDAHULUAN

Geranil asetat (3,7-dimetilokta-2,6-dien-1-il etanoat) merupakan komposisi spesifik dari essential oil yang memberikan aroma mawar dan diklasifikasikan ke dalam kelompok monoterpenoid. Secara fisik senyawa geranil asetat berbentuk cairan kental berwarna kuning. Geranil asetat tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam beberapa pelarut organik. Geraniol dan isomernya nerol merupakan *natural fragrances* yang sangat penting dan konstituen alami lebih dari 60 *essential oil* termasuk Ceyclon citronella, palmarosa, lemon grass, petit grain, dsb selain itu memiliki aktivitas antimikrobial (Hou *et al.*, 2009). Sifat organoleptik dari terpinil alkohol ester membuat kelompok senyawa ini dapat digunakan dalam produk makanan, parfum, dan kosmetik (Bhavsar & Yadav, 2019).

Geranil asetat termasuk ke dalam kelompok senyawa ester, yang mana dapat disintesis melalui reaksi esterifikasi dengan menggunakan asam organik maupun anorganik. Geranil asetat dapat disintesis dari suatu terpen alami (geraniol) dengan asam asetat.

B. TUGAS PENDAHULUAN

- 1. Jelaskan manfaat senyawa geranil asetat!
- 2. Jelaskan sifat fisik dan kimia dai geranil asetat!
- 3. Jelaskan fungsi penambahan NaOH dalam sintesis geranil asetat!
- 4. Jelaskan jenis reaksi yang terjadi dalam sintesis geranil asetat!
- 5. Jelaskan data hasil analisis sintesis geranill asetat berdasarkan sumber literasi (terkait dengan analisis instrumentasi yang digunakan dalam prosedur sintesis)!
- 6. Jelaskan reaksi sintesis geranil asetat dan mekanisme reaksinya!

- 1. ALAT
 - a) Alat refluks
 - b) Batang pengaduk
 - c) Batu didih
 - d) Corong kaca
 - e) Corong pisah
 - f) Desikator
 - g) FTIR
 - h) Gelas kimia
 - i) Hot plate
 - i) HPLC analitik
 - k) Labu ukur
 - I) Labu sintesis
 - m) Magnetik stirer

- n) Pipa kapiler
- o) Pipet tetes
- p) Pipet ukur
- q) Pro pipet
- r) Stirer
- s) Timbangan analitik

- a) CH₃COOH
- b) Etil asetat
- c) Geraniol
- d) HCl
- e) Kertas indikator pH
- f) Kertas Saring
- g) Kromatografi Lapis Tipis
- h) NaOH

D. PROSEDUR KERJA

- 1. Timbang geraniol sebanyak 771,265 mg (5 mmol) dan campurkan dengan 428,57 μ L CH₃COOH (7,5 mmol) didalam labu sintesis
- 2. Tambahkan 5 mL NaOH 10% secara perlahan-lahan dan 2-3 batu didih didalam labu sintesis
- 3. Refluks selama 6 jam dengan suhu 80 °C
- 4. Kontrol reaksi dengan KLT setiap 1 jam reaksi.
- 5. Jika spot noda pada KLT telah menunjukkan adanya senyawa produk yang terbentuk maka reaksi dihentikan
- 6. Dinginkan hasil reaksi dan ditambahkan dengan HCl 10% hingga hasil reaksi pH-nya netral
- 7. Hasil reaksi selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah
- 8. Lakukan ekstraksi dengan menggunakan 10 mL etil asetat sebanyak 3 kali
- 9. Ambil fase organik dan pekatkan.
- 10. Lakukan pemurnian dengan menggunakan kromatografi kolom jika senyawa yang terbentuk masih terdapat produk samping atau sisa reaktan
- 11. Lakukan analisis senyawa sintesis hasil pemurnian menggunakan HPLC analitik dan FTIR
- 12. Timbang produk yang terbentuk, hitung rendemen reaksi

OH +
$$\frac{O}{HO}$$
 $\frac{NaOH}{HCI}$ $\frac{O}{O}$ $\frac{CH_3}{O}$ \frac

SINTESIS SABUN AROMATERAPI BERBAHAN DASAR VCO

A. PENDAHULUAN

Sabun merupakan garam asam lemak. Asam lemak merupakan asam organik dengan rantai karbon panjang C_nH_{2n+1} , n > 10. Asam lemak di alam ditemukan dalam bentuk ester dengan gliserol. Ester atau asam lemak dengan gliserol merupakan lemak atau minyak. Minyak nabati ataupun lemak hewan merupakan prekursor yang seringkali digunakan dalam pembuatan sabun dan merupakan senyawa trigliserida.

Saponifikasi dapat didefinisikan sebagai reaksi hidrasi, dimana hidroksi bebas memutus ikatan ester antara asam lemak dan gliserol suatu trigliserida. Prosesnya yang melibatkan degradasi kimia suatu lemak dengan adanya suatu basa seperti NaOH atau KOH dan pemanasan, residu lemak yang dipanaskan lebih sulit untuk dihilangkan dibandingkan dengan yang tidak dipanaskan, disebabkan adanya polimerisasi (Prabu et al., 2015). Penggunaan jenis alkali atau basa pada reaksi saponifikasi mempengaruhi karaktersitik sabun yang dihasilkan, seperti halnya diketahui terdapat "hard soap" dan "soft soap". Saponifikasi memiliki peranan penting dalam membersihkan lemak. Produk sabun yang dihasilkan dapat diendapkan dengan menambahkan natrium klorida (NaCl) ke dalam campuran reaksi. NaCl ditambahkan untuk mengurangi kelarutan sabun di dalam air.

B. TUGAS PENDAHULUAN

- 1. Jelaskan peranan VCO dalam sintesis sabun!
- 2. Jelaskan fungsi penambahan NaOH dalam sintesis sabun!
- 3. Jelaskan sifat fisik dan kimia sabun yang disintesis menggunakan NaOH dibandingkan dengan KOH!
- 4. Jelaskan tentang misel!
- 5. Jelaskan bahan lainnya yang dapat menggantikan trigliserida dalam pembuatan sabun!
- 6. Jelaskan bagaimana mekanisme kerja sabun dalam membersihkan lemak!
- 7. Jelaskan reaksi dan mekanisme reaksi sintesis sabun!

- 1. ALAT
 - a) Batang pengaduk
 - b) Cawan Porselen
 - c) FTIR
 - d) Hot plate
 - e) HPLC analitik
 - f) Labu ukur
 - g) Magnetik stirer
 - h) Pipet tetes
 - i) Pipet ukur
 - j) Pro pipet

- k) Stirer
- I) Timbangan analitik

- a) NaCl
- b) NaOH
- c) Rose flavour
- d) VCO

D. PROSEDUR KERJA

- 1. Dilelehkan 5 g asam stearat dan 30 g minyak kelapa murni (VCO) dipanaskan hingga suhu ± 70 °C selama 5 menit sambil diaduk dengan magnetik stirer dengan kecepatan 500 rpm.
- 2. Tambahkan 0,2 g NaCl dan 0,3 g asam sitrat sambil terus diaduk hingga terbentuk emulsi
- 3. Dimasukkan 5,1 gr NaOH yang telah dilarutkan dalam aquades 15 mL dan diaduk hingga *trace*. *Trace* merupakan kondisi dimana sabun telah terbentuk dan merupakan titik akhir dari proses pengadukan, tandanya adalah ketika campuran telah mengental dan apabila disentuh dengan sendok maka dalam beberapa detik bekas sendok tadi masih membekas
- 4. Suhu diturunkan hingga 40 °C dengan cara mengatur kekuatan panas pada *hot plate*, kemudian dimasukkan sedikit *rose flavour* sambil terus diaduk dengan meningkatkan kecepatan menjadi 1200 rpm
- 5. Campuran dituangkan ke dalam cetakan dan diamkan pada temperatur kamar selama 24 jam hingga sabun mengeras.